

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

**Программное обеспечение для диагностики и восстановления равновесия в
динамическом и статическом режимах при заболеваниях и повреждениях
опорно-двигательного аппарата «ReviStabix»**

Инструкция по установке

Самара, 2025 г.

В данной инструкции описаны действия по установке программного обеспечения для диагностики и восстановления равновесия в динамическом и статическом режимах при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата «ReviStabix» (далее — «Ревистабикс»).

Для того чтобы установить «Ревистабикс» на персональный компьютер, необходимо выполнить следующие действия:

1. Ввести в адресной строке браузера URL - адрес <https://youtrack.smuit.ru/articles/OP-A-20/ReviStabix> и нажать клавишу **Enter**.
2. В открывшейся странице браузера скачать архив **ReviStab.zip** (см. Рисунок 1).




Рисунок 1 — Архив

3. Найти в пункте меню **Загрузки** браузера загруженный zip – архив, открыть его и извлечь файлы (см. Рисунок 2).




Рисунок 2 — Извлечение загруженного файла

4. Найти в разархивированной папке файл **electron-revistab.exe** и запустить программное обеспечение «Ревистабикс» (см. Рисунок 3).




Рисунок 3 — Файл **electron-revistab.exe**

5. В результате отобразится стартовая страница приложения «Ревистабикс», представленная на рисунке ниже (см. Рисунок 4).




Рисунок 4 — Стартовая страница приложения «Ревистабикс»